

คู่มือการใช้งานระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System User Guide)




1. กดปุ่มเรียก



2. แสดงเลขห้องที่หน้าจอ



3. พยาบาลมาถึงห้อง



กดเพื่อเรียกพยาบาล

ปุ่มยกเลิก
(Cancel button)

ไฟสถานะ
(Status light)



รอรับสาย



พยาบาลมาแล้ว



4. ใช้สายดึงกรณีฉุกเฉิน

“รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย”